



Sp. z o.o.

producent

93-232 Łódź, ul. Lodowa 101  
centr. tel. (+48)42 649-15-50,  
dz. sprzedaży tel. 42 250 81 82

[www.orpel.com.pl](http://www.orpel.com.pl), [handlowy@orpel.com.pl](mailto:handlowy@orpel.com.pl)

Nazwa wyrobu: Ochraniacz do gipsowania

Symbol wyrobu: **ORPEL OG-1**

Rozmiar: S/M, L/XL, XXL/XXXL

Surowiec: dzianina bawełniana



Data produkcji .....



Partia 2529



Termin ważności 1 rok od daty sprzedaży



Przechowywać w suchym miejscu



Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem

Wyroby przekazywać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub pojemników do segregacji zużytej odzieży i tekstyliów

## Informacja Producenta

### OPIS, PRZEZNACZENIE I UŻYTKOWANIE

Ochraniacz wykonany z dzianiny bawełnianej. Przeznaczony jest do zabezpieczenia odzieży wierzchniej pacjenta podczas zdejmowania miary i wykonywania odlewu pod protezę.

### PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Pakowanie

-torebki foliowe (op. jedn.)

-kartony tekturowe (op. zbiorcze)

Wyroby należy przechowywać w pomieszczeniu suchym i przewiewnym, w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, z dala od źródła ciepła i punktów świetlnych. Wyroby przewozić transportem zabezpieczającym przed uszkodzeniem oraz przenikaniem zapachów.

### KONSERWACJA

Ochraniacz jest wyrobem wielokrotnego użytku. Należy ściśle przestrzegać procesu czyszczenia zalecanego przez producenta. Nie prac z wyrobami innego typu.



Pranie ręczne w temperaturze nie przekraczającej 30°C



Nie bielić



Suszenie w pozycji poziomej. Po nadaniu pierwotnego kształtu



Nie prasować



Nie czyścić chemicznie.