



Sp. z o. o.

producent

93-232 Łódź, ul. Lodowa 101
centr. tel. (+48)42 649-15-50,
dz. sprzedaży tel. 42 250 81 82

www.orpel.com.pl, handlowy@orpel.com.pl

Nazwa wyrobu: Wąż protetyczny

Symbol wyrobu: **WD-S, WD-EL, WD-EL/An, WD-EL/S,
WD-EL/B, WD-Ba/L, WD-EL/An/L,
WD-B/Ś1, WD-Ba/Ś2**

Rozmiar:



Data produkcji



Partia 2516



Termin ważności 1 rok od daty sprzedaży



Przechowywać w suchym miejscu



Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem

Wyroby przekazywać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub pojemników do segregacji zużytej odzieży i tekstyliów

Informacja Producenta

OPIS, PRZEZNACZENIE I UŻYTKOWANIE

Dzianina przeznaczona na wąż protetyczny, wykonana z następujących przędz:

Elastil	- EL	biały lub kolor
Bawełna	- B	biała lub kolor
Elanobawełna	- Ba	
Szkoło	- S	
Anilana	- An	
Lycra	- L	

Oznaczenie wersji ze ściągaczem Ś1 i Ś2

Dzianina wykonana w 11 różnych konfiguracjach zgodnych z symbolem wyrobu **WD-....**

Wąż protetyczny przeznaczony jest do wykonania protezy. Pokrywany jest żywicą celem uformowania lejka protezy.

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Pakowanie

-worki foliowe (waga wg zamówienia)

Dzianinę należy przechowywać w pomieszczeniu suchym i przewiewnym, w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, z dala od źródła ciepła i punktów świetlnych. Przewozić transportem zabezpieczającym przed uszkodzeniem oraz przenikaniem zapachów.

KONSERWACJA

Powleczona żywicą dzianina stanowi gładki lej protezy. Czyszczenie wg zaleceń zakładu protetycznego.