



katalog
wyrobów
ortopedycznych

SPÓŁDZIELNIA USŁUG TECHNICZNO-HANDLOWYCH I WDROŻEŃ



spis treści

■ POŃCZOCHY kikutowe	
frotte bawełna	2
■ SKARPETY frotte	3
bambus	4
prolen	5
■ POŃCZOCHY kikutowe gładkie	
mikrofibra, wełna,	
wełna-bawełna, bawełna	6
■ POŃCZOCHY termoregulujące	
chłodzące, ocieplające	7
■ WYROBY kompresyjne	
kapturki, pończochy, rękawice	8
■ PAS zawieszeniowy jedno- i obustronny	9
■ MAJTKI ortopedyczne	9
■ KOŁNIERZ ortopedyczny Schantz	10
■ RĘKAWICZKI dziane (bawełna, bambus)	10
■ OCHRANIACZ gipsowy	11
■ DZIANINA ortopedyczna	11
■ OCIEPLACZE (łokieć, nadgarstek, kolano)	12
■ SKARPETY dla cukrzyków	12
■ SKARPETY dla osób z zaburzeniami krążenia	12



S.U.T.H. i W. ORPEL to firma z 50-letnią tradycją i rozpoznawalną marką handlową zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. W pierwszych latach swego istnienia czyli od 1961 roku podstawowym zadaniem firmy były prace badawczo-rozwojowe, badania laboratoryjne oraz prace konstrukcyjno-technologiczne wyrobów włókienniczych i skórzanych.

Od 1990 roku nasza działalność ukierunkowana została głównie na produkcję ochron osobistych oraz wyrobów ortopedycznych.

Produkujemy m.in. :

- pończochy kikutowe
- kołnierze ortopedyczne
- dzianinę ortopedyczną

Wyroby firmy ORPEL produkowane są z najwyższej jakości surowców w oparciu o nowoczesny park maszynowy.

Realizowany System Zarządzania Jakością wg. ISO 9001:2008 (PN-EN 9001:2009), liczne certyfikaty i prestiżowe nagrody przyznawane na przestrzeni lat potwierdzają, że nasze produkty gwarantują bezpieczeństwo i wysoki komfort użytkowania.

Konsekwentnie udoskonalamy naszą ofertę i serwis. Jesteśmy otwarci na nowe technologie zapewniające wzrost naszych możliwości. Wierzymy, że inwestycje oraz stałe doskonalenie umiejętności naszych pracowników przyczynią się do rozwoju firmy oraz wzrostu zadowolenia naszych klientów.

S.U.T.H. i W. ORPEL is a company with 50-years tradition with well-known trade mark so on domestic as on foreign market. Ever since its founding that was in 1961, company was focused on research and development actions, lab activities and technology concerning textiles and other leather goods. Since 1990 our company produces mainly self-protection clothing and orthopaedic equipment.

We are producing:

- stump protection wearings
- orthopaedic collars
- orthopaedic knitwear

ORPEL's goods are made of best quality materials, using very modern machinery.

Lots of received certificates, implemented quality managing system ISO 9001:2009 (PN-EN 9001:2009), prestigious prizes granted during all these years confirm the highest safety level of our goods and that they are very user-friendly.

We still develop our assortment and service. We are open for all new technologies that can improve our production abilities. We believe, that new investments and permanent increasing of our employees' skills will contribute to further company's development and thanks to that our Clients will be more and more satisfied.



POŃCZOCHY KIKUTOWE

Zastosowanie: Pończochy kikutowe stosowane są w celu zabezpieczenia kikuta przed otarciem, odparzeniem i zmianami temperatur. Używane są w celu wyeliminowania luzów powstałych między kikutem a lejem protezy.

WŁAŚCIWOŚCI

- duża elastyczność
- zdolność przepuszczania potu
- zapobieganie otarciom
- płaski, bezuciskowy szew

FROTTE bawełna

- Bawełna 90%
- Elastan 10%

KR-BL/a
KG-BL/a
KU-BL/a

KR-BL
KG-BL
KU-BL




WZESZ
PŁASKI, BEZUCISKOWY SZEW



WZESZ
PŁASKI, BEZUCISKOWY SZEW

Symbol wyrobu	Rozmiary w cm	
	a - szerokość	b – długość
KR-BL (Kikut Ręki)	10	do 45
KG-BL (Kikut Golenia)	10	od 50
	12	dowolna
	14	do 45
KU-BL (Kikut Uda)	14	od 50
	16	dowolna
	18	dowolna
	20	dowolna



FROTTE skarpeta

KG-BL/s
KU-BL/s
KU-BL/2s


- Bawełna (80%)
- Poliamid (16%)
- Elastan (4%)



FROTTE skarpeta 1/2

KG-1/2 BL/s
KU-1/2 BL/s
(1/2 frotte + 1/2 gładka)

- Bawełna (80%)
- Poliamid (16%)
- Elastan (4%)



Symbol wyrobu	Rozmiary w cm	
	a - szerokość	b – długość
KG-BL/s (Kikut Golenia)	9	30 – 60
KU-BL/s (Kikut Uda)	11	30 – 60
KG-1/2 BL/s	9	30 – 60
KU-1/2 BL/s	11	30 – 60



FROTTE bambus 1/2

WŁAŚCIWOŚCI

- antybakteryjne
- higroskopijne
- elastyczne
- stabilne
- wytrzymałe
- miłe w dotyku
- płaski, bezuciskowy szew

KG-1/2 AB/Bs

KU-1/2 AB/Bs

(1/2 frotte + 1/2 gładka)

- Bambus (80%)
- Poliamid (16%)
- Elastan (4%)



FROTTE bambus

KG-AB/Bs

KU-AB/Bs

- Bambus (80%)
- Poliamid (16%)
- Elastan (4%)



FROTTE bambus melanż

KG-AB/Bms

KU-AB/Bms

- Bambus (80%)
- Poliamid (16%)
- Elastan (4%)



Symbol wyrobu	Rozmiary w cm.	
	a - szerokość	b - długość
KG-1/2 AB/Bs	9	30 - 60
KG-AB/Bs		
KG-AB/Bms		
(Kikut Golenia)		
KU-1/2 AB/Bs	11	30 - 60
KU-AB/Bs		
KU-AB/Bms		
(Kikut Uda)		

FROTTE Prolen

PROLEN SILTEX jest przędzą z wplecionymi nanocząsteczkami srebra działającą bakterio-bójczo i bakteriostatycznie.

WŁAŚCIWOŚCI

- bardzo duża odporność mechaniczna (tarcie, pilling)
- odprowadzanie potu na zewnątrz
- utrzymywanie suchej skóry
- nie powoduje alergii i grzybicy
- redukuje nieprzyjemny zapach

ze ściągaczem

KG-BL/PF(ś)

KU-BL/PF(ś)

- Prolen (41%)
- Bawełna/Elastan (59%)

Symbol wyrobu	Rozmiary w cm	
	a - szerokość	b - długość
KG-BL/Pf (ś) (Kikut Golenia)	12	dowolna
	14	
KU-BL/Pf(ś) (Kikut Uda)	16	dowolna
	18	

bez ściągacza

KG-BL/PF

KU-BL/PF

- Prolen (41%)
- Bawełna/Elastan (59%)

Symbol wyrobu	Rozmiary w cm	
	a - szerokość	b - długość
KG-BL/Pf (Kikut Golenia)	10	od 50
	12	dowolna
	14	do 45
KU-BL/Pf (Kikut Uda)	14	od 50
	16	dowolna
	18	dowolna
	20	dowolna



POŃCZOCHY KIKUTOWE gładkie

MIKROFIBRA

KU-EM

- Mikrofibra (100%)

Właściwości:

- antybakteryjne
- przeciwpotne
- antyalergiczne
- delikatne w dotyku
- dobre dopasowanie do ciała

WEŁNA

KG-W, KU-W

- Wełna (100%),

WEŁNA-BAWEŁNA

KG-W/b, KU-W/b

- Wełna (73%)
- Bawełna (27%)

BAWEŁNA

KG-BL-g, KU-BL-g, KU-BL-g/XL

- Bawełna (90%)
- Elastan (10%)

Właściwości:

- izolacja cieplna
- zdolność przepuszczania potu
- bezuciskowy szew



Symbol wyrobu	Rozmiary w cm.	
	a - szerokość	b – długość
KU-EM (Kikut Golenia)	10	do 50
KG-W (Kikut Golenia)	13	do 55
	16	do 45
	18	do 45
KU-W (Kikut Uda)	13	60 - 70
	16	50 - 70
	18	50 - 70
KG-W/b (Kikut Golenia)	13	do 55
	15	do 45
	18	do 45
KU-W/b (Kikut Uda)	13	60-70
	15	50-70
	18	50-70

POŃCZOCHY termoregulujące

CHŁODZĄCE

Pończochy ortopedyczne z zastosowaniem włókna COOLMAX.

CoolMax – to nowoczesne włókno poliestrowe do produkcji wyrobów termoaktywnych (bielizny, skarpet)

WŁAŚCIWOŚCI:

- bardzo dobra wentylacja ciała
- uczucie suchości i chłodzenia
- skuteczne odprowadzanie wilgoci
- bardzo duża odporność na promienia UV

KG-TCH

KU-TCH

- CoolMax (66%)
- Prolen (34%)

OCIEPLAJĄCE

Pończochy ortopedyczne z zastosowaniem włókna THERMOLITE.

ThermoLite – to nowoczesne włókno kanalikowe ze specjalnym przeznaczeniem do izolacji cieplnej

WŁAŚCIWOŚCI:

- zapewnia ciepło i wygodę przy ekstremalnie niskich temperaturach
- właściwości oddychające
- długa żywotność

KG-TOC

KU-TOC

- ThermoLite (66%)
- Prolen (34%)

Symbol wyrobu	Rozmiary w cm	
	a - szerokość	b – długość
KG-TCH	12	dowolna
KG-TOC (Kikut Golenia)	14	
KU-TCH	16	dowolna
KU-TOC (Kikut Uda)	18	



PŁASKI, BEZUCISKOWY SZEW



WYROBY kompresyjne

Wyroby kompresyjne stosowane są w terapii przeciwobrzękowej po przebytych amputacjach, oparzeniach itp. zgodnie z zaleceniem lekarza. Dzięki zastosowaniu 22% Lycry i zróżnicowaniu ścisłości dziania wyroby kompresyjne służą do przyspieszenia redukcji objętości kikuta poprzez odpowiedni ucisk.

KOMPRESJA – KLASA 1

KAPTURKI

KD-KKL-1

- Rozmiary: S, M, L

POŃCZOCHY

KG-KKL-1

KU-KKL-1

- Mikrofibra (78%)
- Lycra (22%)

RĘKAWICE

RD5-KKL-1

- Rozmiary: S, M, L



Pas zawieszniowy

Pas zawieszniowy protezy uda służy do utrzymywania protezy we właściwym położeniu. Powinien być stosowany bezpośrednio na protezę i dopasowany do niej wielkością. Wykonany jest z dzianiny i gumy neoprenowej.




TABELA WYMIARÓW - wymiary zewnętrzne w cm.

Określenie wymiarów	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód talii	52-64	64-76	76-88	88-100	100-112	112-124
Obwód leja protezy						
w górnej części uda	34	39	44	49	54	59

Majtki ortopedyczne

Majtki ortopedyczne przeznaczone są dla osób po amputacjach kończyn dolnych z wyłuszczeniem stawu biodrowego. Wykonane są z dzianiny bawełnianej z dodatkiem Lycry.

MO-1

TABELA WYMIARÓW

Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa	56	64	72	80	88	96
Zakres obwodów	52-60	60-68	68-76	76-84	84-92	92-100



KOŁNIERZ ortopedyczny SCHANTZ

Kołnierz ortopedyczny przeznaczony jest do częściowego ograniczenia ruchów w obrębie odcinka szyjnego.

Stosowany w celu odciążenia i stabilizacji zaopatrywanego obszaru, hamuje zakres ruchu i napięcie mięśni.

Wykonany jest z pianki poliuretanowej obszytej dzianiną.



K-1

TABELA WYMIARÓW

Wysokość H (w cm)				Obwód szyi L (w cm)					
7,0	8,5	10,0	12,0	39	42	45	48	51	54



RĘKAWICZKI dziane

- Bawełna
- Bambus

Polecane do pielęgnacji suchych dłoni (kremy, maseczki) po okresie zimowym lub przy leczeniu dermatologicznym

WŁAŚCIWOŚCI

- dobra przepuszczalność powietrza
- antyalergiczne
- antystatyczne



Ochraniacz gipsowy

Służy do zabezpieczenia odzieży wierzchniej podczas wykonywania pomiarów oprzyrządowania ortopedycznego.

OG-1

- dzianina bawełniana



DZIANINA ortopedyczna

Dzianina protetyczna jest bardzo wygodna przy formowaniu protez, układa się swobodnie na formie, ma dobrą przyczepność żywicy i zmniejsza ciężar protezy.

SUROWIEC:

- Elastil
- Szkło
- Bawełna
- Anilana



OCIEPLACZE

Zastosowanie w leczeniu najczęściej występujących dolegliwości:

- choroby zwyrodnieniowe stawów
- dolegliwości reumatyczne
- zaburzenia termoregulacji

WŁAŚCIWOŚCI:

- rozluźniające
- rozgrzewające

kolano OOK-1

łokieć OOŁ-1

nadgarstek OON-1

- wełna 100%



Skarpety dla cukrzyków

Skarpetki „DIABETIC” przeznaczone dla osób cierpiących na „zespół stopy cukrzycowej”

WŁAŚCIWOŚCI:

- bezuciskowe
- płaski niewierający szew
- wyjątkowo lekkie i delikatne
- Bawełna (82%)
- Poliamid (17%)
- Elastan (1%)



Skarpetki „MEDICAL PLUS”

Zalecane osobom z opuchniętymi nogami i zaburzeniami krążenia.

WŁAŚCIWOŚCI:

- bezuciskowe
- zwiększona wytrzymałość
- specjalna konstrukcja cholewki
- Bambus (75%)
- Poliamid (20%)
- Elastan (5%)







**Spółdzielnia Usług
Techniczno-Handlowych i Wdrożeń**
93-232 Łódź, ul. Lodowa 101

Dział handlowy:
42/250-81-82; fax 42/649-20-64
handlowy@orpel.com.pl

Dział techniczny:
42/25-31-563
orpel.techniczny@wp.pl

Sekretariat:
42/250-81-81
orpel@orpel.com.pl

Centrala: 42/ 649-15-50, 42/ 253-15-50



www.orpel.com.pl

